

耳の聞こえにくい方に、難聴者の方に

ドーム内では **赤外線補聴システム『アシストホーン』** がご利用いただけます
専用受信機等を貸し出しております

専用受信機は、次の使用方法(フィッティング)から選べます

① ヘッドフォンで

一般の方

補聴器をお持ちでない軽度難聴の方

補聴器に「T・MT機能」が無い方

※受信機のヘッドフォンジャックへ接続して使用します。



② インダクターで (ヒアリングループ方式で)

ポケット型・耳掛け型等の補聴器をお持ちで、「T・MT」の機能がある方

a シルエットインダクター ※お持ちの補聴器を「TまたはMT」機能へ切り替えて使用します。

シルエットインダクター
RSA-SI



※写真は片耳用です

耳掛け型補聴器の場合は、
インダクター(プレート部分)を補聴器と一緒に耳
にかけてご使用いただきます。
ポケット型補聴器の場合は、補聴器本体にインダクター(プレート部分)をつけてご利用下さい。
※本体に付属されているクリップへ挟むと簡単です。

※受信機のヘッドフォンジャックへ接続して使用します。



受信機 + シルエットインダクター


b ネックループインダクター ※お持ちの補聴器を「TまたはMT」機能へ切り替えて使用します。

ネックループインダクター
RSA-NL



インダクターを首にかけてご使用頂きます。
受信機のネックストラップと一緒に首へお掛け下さい。

※受信機のヘッドフォンジャックへ接続して使用します。



受信機 + ネックループインダクター

●人工内耳、外部入力付き補聴器をご利用の方へ

赤外線受信機と補聴器(人工内耳)を直接ケーブル※で接続してご利用いただけます。

※別途 接続ケーブルが必要になります。

※補聴器の仕様によっては、抵抗ありのケーブルまたは抵抗なしのケーブルの指定がある場合がありますのでご注意ください。

※人工内耳をご利用の方は、人工内耳メーカー指定の接続ケーブルをお客様自身でご用意頂き、ご使用方法をご確認の上ご利用頂きますようお願い申し上げます。

赤外線受信機側のヘッドフォンジャックは **3.5mmモノラルミニプラグ** です！